

**EIGA**

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL

Avenue des arts 3-5. B-1210 BRUSSELS

Phone: +32 2 217 70 98 / Fax: +32 2 219 85 14 / info@eiga.eu / www.eiga.eu

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH CIGARET BĚHEM KYSLÍKOVÉ TERAPIE

V rámci několika dokumentů EVROPSKÉ ASOCIACE PRŮMYSLŮVÝCH PLYNŮ (EIGA), včetně *Doc 89 Systémy lékařského kyslíku pro zásobování pacientů v domácí ošetrování* a *EIGA Doc 158 Správná praxe domácí péče*, je stanoveno, že pacienti nikdy nesmí kouřit při použití kyslíku.




Důvodem je, že kyslík podporuje hoření. Došlo k řadě nehod, při nichž pacienti kouřili během podávání kyslíku v domácí péči, což vedlo k řadě požárů s následkem vážných zranění a v některých případech i s následkem smrti.

Mnoho pacientů podstupuje léčbu kyslíkem v důsledku nemocí souvisejících s kouřením a někteří z nich pokračují v kouření i v průběhu léčby s kyslíkem. Členové EIGA neustále zdůrazňují, že kouření je neslučitelné s použitím kyslíku.

Nejnovější inovace v programech na odvykání kouření vedly k zavedení tzv. „Elektronických cigaret“ nebo „E-kuřáků“. Tyto cigarety pracují na principu topného článku odpařující kapalný roztok, který dodává nikotin.

Objevily se zprávy v médiích, že elektronická cigareta začala hořet, když pacienti podstoupili kyslíkovou terapii.

V důsledku toho a za účelem sladění se stávajícími bezpečnostními pokyny týkajícími se kouření a zdroje energie by elektronické cigarety neměly být používány ani nabíjeny v blízkosti pacienta podstupujícího kyslíkovou terapii nebo samotného zdroje kyslíku.

 Karlštejská 32, 25217 Chýnice
 257 218 200 

 www.luxfer.cz
 luxfer@luxfer.cz